

 **ALPHA MEDICAL**

# Temporary Pacing Leads



ペーシングリードの専門メーカー 米国 ALPHA MEDICAL社が  
ドクターのご要望にお応えして 今お届けします。

承認番号：20100BZY00305000

販売名：心臓ペーシングカテーテル

# 最先端の技術が、正確性と信頼性に活かされています

- カテーテルは、体外式ペースメーカーからのペーシングパルスを送ると同時に心電位を取り出し、心電計に記録する役割をします。
- 同軸設計による優れたトルク性、操作性を確保し、且つ生体に優れた適合性を持ち、しなやかなカテーテル構造はより迅速で確実なペーシングをお約束します。
- 放射線不透過性のため、X線透視下ではカテーテル部位がより明確になります。
- カテーテルの電極は高品質ステンレス電極を使用しているため、確実なペーシングができます。
- カテーテルには10cm間隔でマーキングが施されていますので、挿入部位がはっきり確認できます。
- 先端部の電極で心内心電図をモニターする事により、容易にカテーテル先端の位置を確認できます。

## 一時ペーシング用カテーテル

モデル番号	カテーテル長	カテーテルサイズ	電極間隔	先端形状
TL-124	100cm	4Fr.	1.0cm	Cカーブ


**大正医科器械株式会社**  
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22  
 TEL 06-6553-9666 (代)  
 FAX 06-6553-9305

東京出張所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F  
 TEL 03-6715-8864  
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>  
 E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

お求め、お問い合わせは…