


点検用ソフトウェア Ansur software



Ansur は、手動テストや目視試験と自動テストシーケンスを組み合わせることができる、テスト手順作成プログラムです。

- フルークバイオメディカルの各種解析装置と使用でき、目視試験、予防メンテナンス手順、性能試験、安全性確認試験を実施して一つのファイルに保存することができます。
- 各種テスト手順はテストテンプレートかテストシーケンスファイルに保存することができ、テスト結果はテスト結果ファイルに保存し、表示や印刷が可能です。

システム要件

- Core I3 以上 もしくはそれ以上のプロセッサ搭載機
 - 2GB 以上の使用される OS が快適に動作する容量の RAM
 - 下記 OS が快適に動作する容量に加え、100MB 以上のインストール領域
 - 結果とテンプレートファイル用のハードドライブの容量
 - マイクロソフトウィンドウズ OS (Windows 7 SP1 以降)
 - USB2.0 以上のコネクタを有すること
- 上記以上の要件を満たさない場合、インストールできない、誤動作等起こす場合があります。



大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9666 (代)
FAX 06-6553-9305

東京出張所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…