

止血用バンド プレッシャーバンデージ

Pressure Bandage



＝特長＝

- ◇ ダイアルを回すだけで簡単に加圧・減圧ができます。
- ◇ 圧迫部のみのピンポイント止血なので、腕や他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
- ◇ 圧迫部はソフトシリコンを使用し、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
- ◇ マジックテープを使用しているので着脱が簡単です。

型式	商品名	ベルトサイズ	シリコンのサイズ	入数
P-26	KDLプレッシャーバンデージ	4cm×26cm	2cm×3cm	1箱/25ヶ
P-30	KDLプレッシャーバンデージ	4cm×30cm	2cm×3cm	1箱/25ヶ

製造販売届出番号: 27B1X00012000010

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9666 (代)

FAX 06-6553-9305
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2012.8