

Temporary Pacing Leads

# 一時ペーシングカテーテル



医療機器承認番号：21200BZY00329000


"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS" |

 **大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

# 一時ペーシングカテーテル

## 【仕様】

型 式	TBI2502J ( Jカーブ ) TBI2502S ( ストレート )
フ レ ン チ サ イ ズ	5Fr.
有 効 長	110 cm
カテーテルボディ材質	ポリウレタン
電 極 数	2 極
電 極 幅	3 mm (両極共)
電 極 材 質	ステンレス
電 極 間 隔	10 mm
バルーン容積	1 cc
適応イントロデューサー・サイズ	6Fr.



医療機器承認番号：21200BZY00329000

製造販売業者

日本バイオセンサーズ株式会社

販 売 業 者

 **大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22  
TEL 06-6553-9666 (代)  
FAX 06-6553-9305  
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206  
TEL 03-6715-8864  
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>  
E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。  
2012.4