



DB2C DISPOSABLE HEART BIOPSY FORCEPS

DB Chirurgical Concept / Alpha Medical社製

ディスポーザブル心筋バイオプシー鉗子

PERFORMANCE - ACCURACY - SIMPLICITY - SAFETY

性能・精度・使いやすさ・安全性、全てにおいてすぐれたバイオプシー鉗子です。
ミオパチーの精密なサンプル分析が実現します。



- DB2C独自の研磨技術により、サンプルがきれいに切れ、患者さんにも安全です。
フレキシブルで操作しやすく、適量のサンプル量が採取できます。
- 2種類のジョー外径、2種類の長さがあり、大腿動・静脈、上腕動・静脈、及び頸静脈いずれのアプローチにも合わせられます。
ジョーの形状はだ円型です。
- PTFE (テフロン) シャフトの成形自在タイプもご用意しています。
- 包装：1セットずつ2重包装、外箱入り。
エチレンオキサイド滅菌済。
- この製品はディスポーザブルのため1回限りのご使用をお勧めします。
- 承認番号：22000BZX01680000

"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"

TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

DB2C DISPOSABLE HEART BIOPSY FORCEPS

D B Chirurgical Concept / Alpha Medical社製

ディスポーザブル心筋バイオプシー鉗子



モデルNo.	先端外径(mm)	フレンチサイズ	長さ(cm)	ジョー形状	ジョー容量(mm ³)	イントロデューサーサイズ
グリーンハンドル						
18050	1.80	5.4Fr	50	だ円型	2.54	6Fr
18110	1.80	5.4Fr	110	だ円型	2.54	6Fr
ブルーハンドル						
23050	2.35	6.9Fr	50	だ円型	5.52	7Fr
23110	2.35	6.9Fr	110	だ円型	5.52	7Fr
PTFE(テフロン)コーティング ブルーハンドル						
23051	2.35	6.9Fr	50	だ円型	5.52	7Fr
23111	2.35	6.9Fr	110	だ円型	5.52	7Fr


 総輸入発売元
大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22岡田ビル
 TEL 06-6553-9666(代)
 FAX 06-6553-9305
 技術部 TEL 06-6553-9637
 本社 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東1-13-17
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
 E-mail sales-jp@taishobiomed.com
 大正医科器械(株)本社営業部は「ISO9001」「ISO13485」を取得しています。

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する事がありますので御了承下さい。
 2009・11・2000 (O.P)