

ALPHA MEDICAL

鎖骨下静脈穿刺セット

(ピールアウェイシースタイプ)



承認番号：15900BZY00275000




"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.



特長

- シースは、ピールアウェイタイプですので、指先で容易に裂くことができます。
- シースとダイレータは、段差の無い平滑なテーパ構造ですので、スムーズな挿入が可能です。
- 空気侵入や血液逆流を防ぎやすい形状になっています。



セット内容



カタログ番号

型 式	シース内径	用 途 (例)
DPX-5 /G	5F	一時ペーシング電極カテーテル
DPX-6 /G	6F	
DPX-7 /G	7F	
DPX-8 /G	8F	サーモダイリレーションカテーテル バルーン付きペーシングカテーテル電極
DPX-9 /G	9F	
DPX-10/G	10F	植込み用ペーシング電極(リード)
DPX-11 /G	11F	
DPX-12 /G	12F	

特定保険医療材料 請求区分：血管造影用シース イン트로デューサーセット(2) 蛇行血管用
標準品：6/G、7/G、8/G、9/G、10/G その他は受注発注品 5本1箱

 製造販売元
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2023.5