

Inflation Device

α-II 型

迅速かつ安全、そして優れた操作性！



型番	チューブ長	最大圧力
Alpha-II-30F	35cm	30 atm
Alpha-II-30FN	35cm	30 atm
Alpha-II-30FLN	79cm	30 atm

特長

- 手のひらにジャストフィット
- 圧力文字は見易い発光表示
- 延長チューブはフレキシブル、高圧対応
- 500PSI 三方活栓付

届出番号 27B1X00012000007



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

製造販売元



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22 岡田ビル
TEL 06-6553-9666(代)
FAX 06-6553-9305

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

大正医科器械(株)本社営業部は「ISO9001」「ISO13485」を取得しています。

代理店

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。