


# The Safety Wedge Thermodilution Catheters

## サーモダイリューションカテーテル



医療機器承認番号：20800BZY00520000

# サーモダイリューションカテーテル

## 【仕様】

型式	フレンチサイズ	ルーメン	有効長 (cm)	先端からプロキシマルポートの位置まで (cm)	先端からサーミスタの位置まで (cm)	適合イントロデューサーサイズ	バルーンの容積 (cc)
TBI2604ND	6Fr	4	110	29	3.5	6Fr	1.00
TBI2604NDX	6Fr	4	110	29	3.5	6Fr	1.00
TBI2704ND	7Fr	4	110	29	3.5	7Fr	1.50
TBI2704NDX	7Fr	4	110	29	3.5	7Fr	1.50

\*TBI2604NDX、TBI2704NDX はコンタミネーションシールドが付属されておりません。

(セーフティ機能)



(セーフウェッジ・デバイスはバルーンの過剰圧による肺動脈の血管損傷を防ぎます)

医療機器承認番号：20800BZY00520000

製造販売業者

日本バイオセンサーズ株式会社

販売業者

 **大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22  
TEL 06-6553-9666 (代)  
FAX 06-6553-9305  
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206  
TEL 03-6715-8864  
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>  
E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。  
2016.3