


The Safety Wedge Thermodilution Catheters

サーモダイリューションカテーテル



医療機器承認番号：20800BZY00520000

サーモダイリューションカテーテル

【 仕 様 】

型 式	フレンチ サイズ	ルーメン	有効長 (cm)	先端からプロキ シマルポートの 位置まで (cm)	先端からサーミス タの位置まで (cm)	適合イントロ デューサー・ サイズ	バルーンの内容積 (cc)
TBI2604ND	6Fr	4	110	29	3.5	6Fr	1.00
TBI2604NDX	6Fr	4	110	29	3.5	6Fr	1.00
TBI2704ND	7Fr	4	110	29	3.5	7Fr	1.50
TBI2704NDX	7Fr	4	110	29	3.5	7Fr	1.50

*TBI2604NDX、TBI2704NDX はコンタミネーションシールドが付属されておりません。

(セーフティ機能)



(セーフウェッジ・デバイス)はバルーンの内圧による肺動脈の血管損傷を防ぎます

医療機器承認番号：20800BZY00520000

製造販売業者

日本バイオセンサーズ株式会社

販 売 業 者

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9666 (代)
FAX 06-6553-9305
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2016.3