

# EndoScan

## 硬性内視鏡テスト



## 内視鏡レンズの損傷をチェック

ROSS OPTICAL社の改良版内視鏡レンズテスター EndoScan は  
さまざまな直径、長さの硬性内視鏡の内部を正確かつ安全に評価す  
るよう設計されています。



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS  
**大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

## 特長

- 硬性内視鏡レンズの問題を分析
- 内視鏡内部を鮮明に確認できる高精度ガラス製イメージングレンズ
- DIN規格のすべての硬性内視鏡に対応
- テスト中の損傷を防止するロック機構付きアイピースアタッチメント
- 映像記録用に標準的な内視鏡用ビデオカメラに接続可能



## 仕様

- 接眼レンズ部をクランプで確実に固定
- 0 mm ~ 60 mmスケール付き位置スライドロック
- 内視鏡直径: 制限なし
- 内視鏡挿入長: 制限なし



総輸入販売元

**大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷹洲 1-11-19  
大阪福島セントラルビル  
TEL 06-6451-7177 (代)  
FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F  
TEL 03-6715-8864  
FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは…