

NEW

プレイメド 中継ケーブル

—— 体外式ペースメーカー用中継ケーブル ——



届出番号: 27B1X00012000037



"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

仕 様

販売名	ブレイメド 中継ケーブル
型式	PQB1007
全長	200 cm
適合ピンの太さ	1 mm ～ 2 mm
再使用回数	10回まで ※ 本品は消耗品で、耐用期間は、再滅菌 10 回または出荷から1年です。 この耐用期間または、回数を超えた時点で新品交換してください。ただし、使用状況や保管状況によっては再滅菌 10 回または出荷から1年未満で使用できなくなる場合があります。
包装	未滅菌で供給
滅菌方法	・EOG ・オートクレーブ


 製造販売元
大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
 大阪福島セントラルビル
 TEL 06-6451-7177 (代)
 FAX 06-6451-7178
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867
 URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは・・・

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
 2025.9