

体外式ペースメーカー

NEW

Pace T20

デュアルチャンバー

Pace T10

シングルチャンバー



承認番号 30700BZX00057000



承認番号 30600BZX00113000

- ◆ LCDタッチパネル搭載によりタッチで設定・選択が可能
- ◆ バックアップバッテリーシステムでペーシング中でも落ち着いて電池交換が可能

仕様

販売名	体外式ペースメーカー PACE T20	体外式ペースメーカー PACE T10
型式	PACE T20	PACE T10
モード	AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT、DDD、DDI、DVI、DAI、DOO、DDT、VDD、VAT、ハイレート、エマージェンシー、ODO	AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT、ハイレート、エマージェンシー、OSO
パルスレート	30 - 250 ppm	40 - 180 ppm
振幅	0.1 - 20 V	0.1 - 20 V
パルス幅	AXX モード：0.7 ms VXX モード：0.5 ms ハイレート：1 ms	AXX モード：0.7 ms VXX モード：0.5 ms ハイレート：1 ms
感度	0.1 mV - 20 mV (心房) 1 mV - 20 mV (心室)	0.1 mV - 20 mV
不応期 心房	AXX モード (パルスレートによる)：200 ms - 400 ms デュアルチャンパーモードは TARP	AXX モード (パルスレートによる)：300 ms - 400 ms
不応期 心室	VXX モード：250 - 200 ms (パルスレートによる) デュアルチャンパーモードは 225 ms - 175 ms (パルスレートによる)	VXX モード：250 ms
ハイレート	40 - 1000 ppm プリセット 400 ppm バーストもしくは継続刺激	40 - 1000 ppm プリセット 400 ppm バーストもしくは継続刺激
エマージェンシー	DOO / ≥ 10 V / ≥ 80 ppm	VOO / ≥ 10 V / ≥ 80 ppm
コネクター	コレット 2 個 ピン径：1 - 2 mm	コレット 2 個 ピン径：1 - 2 mm
電気定格	単三電池 1.5 V 2 個 2600 mAh	単三電池 1.5 V 2 個 2600 mAh
寸法及び重量	155 x 96 x 37 mm / 365 g	142 x 82 x 37 mm / 285 g



キャリングケース



電池ホルダー



本体左側面

関連商品

livetec 中継ケーブル

販売名	livetec 中継ケーブル	
型式	PK-104 (青マーカー)	PK-105 (白マーカー)
全長	200 cm	
適合ピンの太さ	1 mm ~ 2 mm	
再使用回数	10回まで ※ 本品は消耗品で、耐用期間は、再滅菌 10 回または出荷から1年です。 この耐用期間または、回数を超えた時点で新品交換してください。ただし、使用状況や保管状況によっては再滅菌 10 回または出荷から1年未満で使用できなくなる場合があります。	
包装	未滅菌で供給	
滅菌方法	・EOG ・オートクレーブ ・プラズマ滅菌 ※医療機関において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準を達成してください。	



届出番号 27B1X00012000033

製造販売元

大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
 大阪福島セントラルビル
 TEL 06-6451-7177 (代)
 FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは...