

# Inflation Device

## α-Ⅲ型



型番

Alpha-Ⅲ -30F

最大圧力

30 atm

### 特長

- 小型で扱いやすい
- 圧力文字は見易い発光表示
- 延長チューブはフレキシブル、高圧対応
- 500PSI 三方活栓付

製造元 KDL

届出番号 27B1X00012000013



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS  
**大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

製造販売元



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS  
大正医科器械株式会社  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東 2-2-22 岡田ビル  
TEL 06-6553-9666(代)  
FAX 06-6553-9305

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F  
TEL 03-6715-8864  
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>

E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

大正医科器械(株) 本社営業部は「ISO9001」「ISO13485」を取得しています。

代理店

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。

2020.9