

インフレーション デバイス **a-V**

製造販売届出番号：27B1X00012000016

ロングチューブ採用により、非術野からの操作が可能

手のひらにジャストフィット

加圧を容易にするハンドル

圧力文字は見易い発光表示

500psi 三方活栓付き

フレキシブルかつ高圧対応のロングチューブ付き


80 cmのロングチューブでエコーガイド下 PTA での術者単独法も可能



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

仕様

| 型番 | チューブ長 | 最大圧力 | JANコード |
|--------------|-------|--------|---------------|
| Alpha-V-30F | 30cm | 30 atm | 4571104097211 |
| Alpha-V-30FL | 80cm | 30 atm | 4571104097235 |



製造販売元

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9666 (代)
FAX 06-6553-9305
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2021.8