

# Yコネクターセット

認証番号：230AFBZX00010000



**PM-4**  
2段階ロックタイプ



**PM-3**  
プッシュプルタイプ



**PM-4-53**  
2段階ロックタイプ  
チューブ長 53cm

## 2段階ロック

- 血液漏れしない操作性の高さ
- 造影剤注入
- 人間工学に基づいたデザインで片手操作が可能





## プッシュプル

- 簡単操作
- 多くの血管造影用カテーテルに適合



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS  
**大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

仕様

型番	写真	セット内容
PM-3-N		プッシュプルタイプ 7Fr チューブ無し トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り
PM-3-23		プッシュプルタイプ 7Fr チューブ長 23cm トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り
PM-4-23		2段階ロックタイプ 7Fr チューブ長 23cm トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り
PM-4-53		2段階ロックタイプ 7Fr チューブ長 53cm トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り

※PM-3-53 もございます。

製造元：Sunny Medical

●共通仕様

耐圧 100 psi (6.8 atm)

インサーター 長さ 96 mm

インサーター 内径 0.66 mm



製造販売業社

**大正医科器械株式会社**  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22  
TEL 06-6553-9666 (代)  
FAX 06-6553-9305

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F  
TEL 03-6715-8864  
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>  
E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

お求め、お問い合わせは…