

Yコネクターセット

認証番号：230AFBZX00010000



PM-4
2段階ロックタイプ



PM-3
プッシュプルタイプ



PM-4-53
2段階ロックタイプ
チューブ長 53cm

2段階ロック

- 血液漏れしない操作性の高さ
- 造影剤注入
- 人間工学に基づいたデザインで片手操作が可能





プッシュプル

- 簡単操作
- 多くの血管造影用カテーテルに適合



SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

仕様

型番	写真	セット内容
PM-3-N		プッシュプルタイプ 7Fr チューブ無し トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り
PM-3-23		プッシュプルタイプ 7Fr チューブ長 23cm トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り
PM-4-23		2段階ロックタイプ 7Fr チューブ長 23cm トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り
PM-4-53		2段階ロックタイプ 7Fr チューブ長 53cm トルカー・インサーター付き 1箱 10個入り

※PM-3-53 もございます。

製造元：Sunny Medical

●共通仕様

耐圧 100 psi (6.8 atm)

インサーター 長さ 96 mm

インサーター 内径 0.66 mm



製造販売元

大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは...

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2024.10