

Angiographic Catheter

肺動脈造影用カテーテル



医療機器承認番号：20800BZY00495000

販売名：ディスプレイザブル心臓用カテーテル


肺動脈造影用カテーテル

【 仕 様 】

| 型 式 | フレンチ サイズ | 有効長 | 適合イントロ デューサー・ サイズ | 材 質 | バルーン の 容積 | 最大注入 レート* | 最大注入圧* |
|--------------------|-------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|--------------|---------|
| 7366 (262-90P) | 6Fr | 90 cm | 6Fr | ポリウレタン | 1.25 cc | 11.0/sec | 600 PSI |
| 7376 (262-110P) | 6Fr | 110 cm | 6Fr | ポリウレタン | 1.25 cc | 10.0/sec | 600 PSI |
| 7377 (272-110P) | 7Fr | 110 cm | 7Fr | ポリウレタン | 1.5 cc | 15.5/sec | 600 PSI |

*使用造影剤：イオパミロン 370

*上記の数値は社内テストによる結果から算出



【 適 用 】

造影用右心カテーテル術 肺動脈造影 右心および肺動脈圧測定

製造販売業者

大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本 社 営 業 部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
 TEL 06-6553-9666 (代)
 FAX 06-6553-9305
 東 京 出 張 所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>
 E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外觀、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
 2022.10