


The Safety Wedge Thermodilution Catheters

サーモダイリューションカテーテル



医療機器承認番号：20800BZY00520000


サーモダイリューションカテーテル

【仕様】

型式	フレンチサイズ	ルーメン	有効長 (cm)	先端からプロキシマルポートの位置まで (cm)	先端からサーミスタの位置まで (cm)	適合イントロデューサーサイズ	バルーンの容積 (cc)
TBI2604NDX	6Fr	4	110	29	3.5	6Fr	1.00
TBI2704NDX	7Fr	4	110	29	3.5	7Fr	1.50

*TBI2604NDX、TBI2704NDX はコンタミネーションシールドが付属されておられません。

(セーフティ機能)



(セーフウェッジ・デバイスはバルーンの過剰圧による肺動脈の血管損傷を防ぎます)

医療機器承認番号：20800BZY00520000

製造販売業者
日本バイオプティマル株式会社

販売業社

大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
 TEL 06-6553-9666 (代)
 FAX 06-6553-9305
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
 E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外觀、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2020.9