


Temporary Pacing Leads

一時ペーシングカテーテル



医療機器承認番号：21200BZY00329000

販売名：電極カテーテル


"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS" |

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

一時ペーシングカテーテル

【仕様】

型 式	TBI2502J (Jカーブ) TBI2502S (ストレート)
フ レ ン チ サ イ ズ	5Fr.
有 効 長	110 cm
カテーテルボディ材質	ポリウレタン
電 極 数	2 極
電 極 幅	3 mm (両極共)
電 極 材 質	ステンレス
電 極 間 隔	10 mm
バルーン容積	1 cc
適応イントロデューサー・サイズ	5Fr.



医療機器承認番号：21200BZY00329000

製造販売業者

日本バイオプティマル株式会社

販売元
 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2023.5