

Temporary Pacing Leads

一時ペーシングカテーテル



医療機器承認番号：21200BZY00329000

販売名：電極カテーテル


"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS" |

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

一時ペーシングカテーテル

【仕様】

型 式	TBI2502J (Jカーブ) TBI2502S (ストレート)
フ レ ン チ サ イ ズ	5Fr.
有 効 長	110 cm
カテーテルボディ材質	ポリウレタン
電 極 数	2 極
電 極 幅	3 mm (両極共)
電 極 材 質	ステンレス
電 極 間 隔	10 mm
バ ル ー ン 容 積	1 cc
適応イントロデューサー・サイズ	5Fr.



医療機器承認番号：21200BZY00329000

製造販売業者

日本バイオプティマル株式会社

製造販売業者
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本 社 営 業 部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22

TEL 06-6553-9666 (代)

FAX 06-6553-9305

東 京 事 務 所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F

TEL 03-6715-8864

FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>

E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外觀、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2020.9