


Wedge Pressure Balloon Catheter

ウェッジ圧モニターカテーテル




医療機器承認番号：20800BZY00495000

販売名：ディスポーザブル心臓用カテーテル

ウェッジ圧モニターカテーテル

【仕様】

型 式	フレンチ サイズ	有効長	適合イントロ デューサー・ サイズ	材 質	バルーンの 容積	ガイドワイヤー サイズ
7286 (162-110P)	6Fr	110 cm	6Fr	ポリウレタン	1.25 cc	0.032"
7287 (172-110P)	7Fr	110 cm	7Fr	ポリウレタン	1.5 cc	0.035"



【適用】

中心静脈圧 右心圧 肺動脈圧 肺動脈ウェッジ圧などの右心圧測定

製造販売業者
 **大正医科器械株式会社**
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
 TEL 06-6553-9666 (代)
 FAX 06-6553-9305
 東京出張所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>
 E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは・・・

※製品改良に伴い、外觀、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
 2022.10