

# ESA612

## 電気安全解析装置



FLUKE®

Biomedical  
Authorized Distributor

### 特 長

模擬波形発生装置、マルチメータ、漏れ電流チェッカの機能を一台に搭載

100個のテスト結果を記録できる内蔵メモリー

AnsurやデータビューアなどのソフトウェアにUSB接続  
(メモリーデータのダウンロードも簡単)

ANSI/AAMI ES1:1993、  
IEC 62353, IEC 60601-1に準拠した測定が可能  
予防メンテナンスに最適

オプションのAnsurテスト自動化ソフトウェアにより、テスト手順を標準化可能  
規格許容値と測定結果の比較、レポート生成・保存、デジタル形式での全面管理が可能



"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"  
大正医科器械株式会社  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

