

# SigmaPace™ 1000

## ペースメーカーテスタ

FLUKE®

Biomedical

Authorized Distributor

## 信頼と実績の体外式ペースメーカーテスタ

体外式ペースメーカーの日常点検から性能点検まで  
迅速かつ効率よく行えます。

ペーシングレート/出力

センシング感度

不応期

デマンド機能

非同期機能

長時間テスト



"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"  
大正医科器械株式会社  
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

### ●仕様

- ・表示 ..... 21文字 x 8行 LCD表示
- ・体表面ペースメーカーモード  
出力パルス  
電流 ..... 4.0 mA ~ 250 mA  
レート ..... 5 ppm ~ 300 ppm  
パルス幅 ..... 1.00 mS ~ 99.9 mS  
エネルギー ..... 1  $\mu$ J ~ 1.99 J
- ・体外式ペースメーカーモード  
出力パルス  
電流 ..... 0.05 mA ~ 30.0 mA  
レート ..... 10 ppm ~ 999 ppm  
パルス幅 ..... 0.02 mS ~ 99.9 mS  
電圧 ..... 0.05 Vpeak ~ 30.0 Vpeak  
エネルギー ..... 1  $\mu$ J ~ 999  $\mu$ J
- ・充電時間 ..... 10時間以上
- ・連続動作 ..... 約20時間
- ・電源 ..... 9 V DC (内部バッテリー駆動可能)
- ・寸法(cm) ..... 10.1(W) x 20.3(D) x 5(H)
- ・重量 ..... 0.9 kg
- ・オプション品 ... SigmaPace 1000 用ファイル出力  
SP1000 出力プログラム




 総輸入販売元  
**大正医科器械株式会社**  
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22  
 TEL 06-6553-9666 (代)  
 FAX 06-6553-9305  
 東京出張所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F  
 TEL 03-6715-8864  
 FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>  
 E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

お求め、お問い合わせは...