

デジタルマノメータシリーズ

DPM-1B



DPM-2Plus



特長

DPM-1B

- 陽圧、陰圧をかける事ができます。
- エアにて使用可能
- フロント式圧力零点調整ボリューム

DPM-2Plus

- 圧力単位はmmHg、cmH₂O、psi、in H₂Oから選択できます。
- DCアナログアウト付
- エアにて使用可能

仕様

DPM-1B

- 測定範囲/-300~+300 mmHg
- 測定精度/±1% (フルスケール)
- 圧コネクタ/メススルーロックタイプ
- 過圧保護/1000 mmHg
- 使用温度/10~40 °C
- 使用電池/9Vアルカリ乾電池 (60時間連続使用可能)
- 寸法/14.7x9.1x3.8 cm
- 重量/255 g

DPM-2Plus

- 測定範囲/ -700~ 800 mmHg
-952~1088 cmH₂O
-375~ 428 inH₂O
-13.50~ 15.50 psi
-13.5 ~100.0 psi
- 測定精度/±1% (フルスケール)
- 圧コネクタ/オススルーロックタイプ
- 過圧保護/110 psi
- 使用温度/0~30 °C
- アナログ出力/モノラルミニジャック
0.1 V/psi(通常)
0.01 V/psi(100 psiレンジ時)
- 使用電池/9Vアルカリ乾電池
- 寸法/14.61 × 9.14 × 4.83 cm
- 重量/300 g



FLUKE®

Biomedical



製造販売元

大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9666 (代)
FAX 06-6553-9305

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは...